

جامعة طيبة
TAIBAH UNIVERSITY

التداخل عند مرآة فرينل: قياس الطول الموجي لضوء الليزر

دليل تجريبي ونظري

أهداف التجربة: من الظاهرة إلى القياس الدقيق

تم تصميم هذه التجربة لإرشادك خلال تحقيق علمي كامل. أهدافنا هي:



توليد مصدرين صوتيين مترابطين: عن طريق انعكاس مصدر صوتي نقطي على مرآة فرينل.



رصد نمط التداخل: ملاحظة التداخل الناتج عن المصدرين الصوتيين الافتراضيين.



قياس أبعاد نمط التداخل: قياس المسافة d بين أهداب التداخل.



إسقاط المصادر الافتراضية: توليد صور مسقطة للمصادر الضوئية الافتراضية.




قياس أبعاد الإسقاط: قياس المسافة A للصور المسقطة.



الهدف النهائي: تحديد الطول الموجي λ لليزر He-Ne باستخدام المسافات d و A والأبعاد الهندسية للتجربة.


مبدأ العمل: كيف تخلق مرآة فرينل التداخل؟

- تتكون مرآة فرينل من مرآتين مستويتين بينهما زاوية طفيفة جداً.
- عندما ينعكس ضوء من مصدر نقطي واحد (S) على المرآتين، فإنه يبدو وكأنه ينبعث من مصدرين افتراضيين متقاربين جداً (S'_1 و S'_2).
- هذان المصدران الافتراضيان 'مترابطان' (coherent) لأنهما نشأ من نفس المصدر الأصلي. هذا الترابط هو الشرط الأساسي لحدوث تداخل واضح ومستقر.



المعادلة الأولى: ترجمة نمط التداخل إلى الطول الموجي

$$\lambda \approx \frac{a \cdot d}{n \cdot L}$$



λ الطول الموجي لضوء الليزر (الكمية المجهولة).

a المسافة بين المصدرين الافتراضيين S'_1 و S'_2 .

d المسافة بين الهدب المضيء المركزي (الرتبة 0) والهدب المضيء من الرتبة n .

L المسافة بين مستوى المصادر الافتراضية وشاشة الرصد.

n رتبة الهدب المضيء.

تحدي القياس: كيف نقيس المسافة 'a' غير الملموسة؟




المسافة 'a' بين المصدرين الضوئيين الافتراضيين S'_1 و S'_2 هي مفتاح الحساب, ولكن لا يمكن قياسها مباشرة لأن المصادر 'افتراضية' وليست حقيقية.

للتغلب على هذه المشكلة, نستخدم عدسة ثانية لإسقاط صورة حقيقية ومكبرة لهذه المصادر الافتراضية على الشاشة.

من خلال قياس أبعاد هذه الصورة المسقطة, يمكننا حساب قيمة 'a' بدقة.

المعادلة الثانية: الكشف عن المسافة 'a' باستخدام الإسقاط

$$a = A \cdot (L_1 / L_2)$$



a: المسافة (المجهولة) بين المصدرين الافتراضيين.

A: المسافة (المقاسة) بين الصورتين المسقطتين P_1 و P_2 .

L_1 : المسافة بين المصادر الافتراضية والعدسة.


L_2 : المسافة بين العدسة والصورة المسقطة.

الأدوات والمكونات: عتاد التجربة



مصدر الضوء

ليزر هيليوم-نيون، 0.2/1 ميلي واط



المكونات البصرية

مرآة فرينل، قابلة للتعديل
عدسة، $f=+5$ ملم
عدسة، $f+200$ ملم
قضيب بصري، 1 متر
حامل مكونات (3)
شاشة نصف شفافة



أدوات القياس

قاعدة سرج
قدمة ذات ورنية، بلاستيك
شريط قياس


إعداد التجربة: تجميع النظام البصري

الليزر والعدسة ($f = 5\text{mm}$)



ملاحظة: تمثل الأرقام مواقع المكونات على القضيب البصري (بالسنتيمتر).
يجب وضع شاشة الرصد على بعد 2 متر على الأقل من المصدر البصري.

المرحلة الأولى: رصد وقياس أهداب التداخل



1. إزالة العدسة الثانية: قم بإزالة العدسة ($f=200\text{mm}$) من حاملها.




2. ضبط المرآة: استخدم مسمار التعديل (4) للحصول على نمط تداخل عالي التباين. يمكنك استخدام ورقة بيضاء أمام الشاشة للمساعدة في الرؤية.




3. القياس: باستخدام القدمة ذات الورنية، قم بقياس المسافة d عبر عدد معين من الأهداب المضيئة (مثلاً، 10 أهداب). سجل هذه القيمة.

الهدف من هذه المرحلة: الحصول على قياس دقيق للمسافة d .


المرحلة الثانية: إسقاط المصادر الافتراضية وقياسها




1. إدخال العدسة الثانية: أعد العدسة ($f=200\text{mm}$) إلى مسار الشعاع.



2. التركيز: اضبط موضع العدسة والشاشة للحصول على صورتين نقطيتين واضحتين (P_1) و (P_2) على الشاشة. هاتان هما الصورتان المسقطتان للمصادر الافتراضية.



3. القياس: قم بقياس المسافة A بين الصورتين المسقطتين.



4. قياس المسافات: قم بقياس المسافة L_2 (من العدسة إلى الشاشة) والمسافة L_1 (من مرآة فرينل إلى العدسة). سجل جميع القيم.

الهدف من هذه المرحلة: الحصول على قياسات دقيقة للمسافات A ، و L_1 ، و L_2 .

البيانات المسجلة: مثال للقياسات

الوصف (Description)	القيمة (Value)	المتغير (Variable)
المسافة عبر أهداب التداخل	3.9 mm	d
المسافة بين المصادر المسقطة	4.3 mm	A
المسافة بين مصدر الليزر والشاشة	22.7 cm	L_0
المسافة بين العدسة والشاشة	230.5 cm	L_2

- **ملاحظة 1:** المصدر النقطي للضوء يقع في البؤرة للعدسة 5mm، وبالتالي $L_1 = 5\text{mm}$.
- **ملاحظة 2:** المسافة الكلية من المصادر إلى الشاشة هي $L = L_1 + L_2$.

الحسابات النهائية: من القياسات إلى الطول الموجي

الخطوة 1: حساب المسافة 'a'

$$a = A \cdot \frac{L_1}{L_2}$$

$$a = 4.3 \text{ mm} \cdot \frac{5 \text{ mm}}{2305 \text{ mm}}$$

$$a \approx 0.41 \text{ mm}$$

الخطوة 2: حساب الطول الموجي λ

$$\lambda = \frac{a \cdot d}{L}$$

أولاً، حساب L:

$$L = L_1 + L_2 = 5 \text{ mm} + 2305 \text{ mm} = 2310 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{0.41 \text{ mm} \cdot 3.9 \text{ mm}}{2310 \text{ mm}}$$

$$\lambda \approx 640 \text{ nm}$$

النتيجة والتحقق: هل نجحت التجربة؟

القيمة المحسوبة تجريبياً

$$\lambda \approx 640 \text{ nm}$$

القيمة المرجعية لليزر He-Ne

$$\lambda = 632.8 \text{ nm}$$


تتفق هذه النتيجة جيداً مع القيمة المرجعية المعروفة.

⚠️ ملاحظة هامة حول السلامة



- ليزر He-Ne المستخدم في هذه التجربة يفي بالمعايير الفنية الألمانية للسلامة للمعدات التعليمية (ليزر الفئة 2).
- **لا تنظر أبدًا بشكل مباشر إلى شعاع الليزر المباشر أو المنعكس.**
- **تجنب الوهج الشديد:** لا ينبغي أن يتعرض أي ملاحظ للوهج المبهر.

جامعة طيبة
TAIBAH UNIVERSITY



كلية العلوم-قسم الفيزياء
أ.محمد الميلبي